INMUNOQUANT
Sueros Control

USO DEL PRODUCTO
Para el Control de Calidad en la determinación inmunoturbidimétrica de ASO, FR o PCR en laboratorio clínico.

REACTIVOS PROVISTOS
Código 390111: Inmunoquant Suero Control ASO/-FR/PCR Nivel 1.
Código 390211: Inmunoquant Suero Control ASO/-FR/PCR Nivel 2.

Composición de los reactivos provistos
Suero humano adicionado con cantidades estandarizadas de diferentes analitos y liofilizado para reconstituir con 1 ml de agua destilada.
Todos los reactivos son estables hasta la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta.
Reactivo provisto estable en refrigerador (2-8 °C).

Señales de inestabilidad o deterioro del suero de trabajo
Aparición de precipitados es indicio de contaminación y deterioro del reactivo.
La contaminación reduce la estabilidad invalidando los valores informados en la tabla.

REACTIVOS NO PROVISTOS
- Pipetas de 1 mL.
- Agua destilada o desionizada.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Reconstitución de Inmunoquant Suero Control ASO/FR/PCR: Agregar a cada vial 1.0 mL EXACTO de agua destilada. Mezclar suavemente, no agitar. Evitar la formación de espuma. Esperar 20 minutos antes de usar a temperatura ambiente (15-25 °C).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
- El kit está destinado únicamente para uso in vitro.
- Los reactivos fueron preparados a partir de muestras de suero humano no reactivo para HIV 1+2, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Sin embargo, cualquier muestra biológica debe ser tratada como potencialmente infecciosa y descartada de acuerdo a las Buenas Prácticas de Laboratorio.
- La caja y frascos de este producto no pueden ser reutilizados. Deben ser descartados como residuos peligrosos de acuerdo con la legislación vigente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Reactivos provistos estables en refrigerador (2-8 °C) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja. Una vez reconstituidos el reactivo, puede ser utilizado en el día si se mantiene a temperatura ambiente (15-25 °C). En caso de un guardado más prolongado, congelar en alícuotas y descartar después de su uso.

ENSAYO
Una vez reconstituido, Inmunoquant Suero Control ASO/FR/PCR está listo para su uso como plasma control en los ensayos de determinación inmunoturbidimétrica de ASO, PCR o FR; procediendo de manera similar a las muestras y de acuerdo a las instrucciones que acompañan al equipo de reactivos para la determinación de ASO, PCR o FR.

VALORES DE REFERENCIA
Los valores obtenidos de ASO, PCR y FR utilizando INMUNOQUANT SUERO CONTROL ASO/FR/PCR, dependen de los reactivos e instrumentos utilizados. Dichos valores pueden ser diferentes de lote a lote, estando indicados en la tabla que acompaña al producto.
No obstante, los valores deben ser tomados como orientativos, ya que cada laboratorio debe establecer sus propios rangos de valores según su modalidad de ensayo.

PRESENTACIONES
Código 390111:
Inmunoquant Suero Control ASO/FR/PCR: 1x1 mL frasco Nivel 1
Código 390211:
Inmunoquant Suero Control ASO/FR/PCR: 1x1 mL frasco Nivel 2

BIBLIOGRAFÍA

1. Deustsche Gesellschaft für Klinische Chemie (DGKC): Z. Clin. U Klin. Biochem. 10:182(1972)
2. Demaría I; Setta F; Lorenzo L: VII Congreso Argentino de Bioquímica, Octubre 1990 – Revista de la Asociación Bioquímica Argentina 54/3 (1990)
3. International Federation for Clinical Chemistry – Provisional recommendations for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Clin Chem. 22/3:384 (1976)
4. Scandinavian Society for Clinical Chemistry, Committee on Enzymes. Recommended methods for the determination of four enzymes in blood. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 33/4:291 (1974)

INDICACIONES AL CONSUMIDOR

Garantía de Calidad del Producto
GT Laboratorio elabora y comercializa productos para análisis uso IN VITRO siguiendo normas BPF (Buenas Prácticas de Fabricación), ISO 13485:2016. Los términos y condiciones de calidad son absolutos dentro de la competencia de responsabilidad, que corresponda a GT Laboratorio.
Cualquier alteración en los productos elaborados por GT Lab serán reconocidos sin cargo de ningún tipo para el usuario. Todo reclamo de calidad deberá efectuarse por escrito debidamente firmado y sellado por el profesional responsable, con el detalle del desperfecto, acompañando el producto en cuestión para su examinación técnica por el Departamento de Control de Calidad de GT Lab. Los reclamos deberán ser enviados a través del Distribuidor que efectuó la venta. Las reposiciones y/o respuestas técnicas serán cursadas de forma fehaciente al Profesional usuario.

INFORMACIÓN PARA CONTACTARSE

GT Laboratorio S.R.L.
Necochea 3274 (S2001QXL) Rosario – Santa Fe – Argentina
Tel / Fax: +54 (341) 481-1002 y rot.
e-mail: infoprofesional@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar

USO PROFESIONAL EXCLUSIVO.
Autorizado por A.N.M.A.T. PM N°2243-57
Elaborado por GT Laboratorio S.R.L.
Establecimiento Inscripto y Habilitado por ANMAT
Industria y Tecnología Argentina
Dir. Tec: Jorgelina Castillo. Bioquímica

Código y Fecha de Revisión: 39090000 / MAY26

Símbolos

	Consultar la metódica
REF	Código
LOT	Denominación de lote
IVD	Para Uso en Diagnóstico in Vitro
Σ	Contenido suficiente para <n> ensayos
CAL	Calibrador
CONTROL	Control
CONTROL +	Control Positivo
CONTROL -	Control Negativo
STD	Patrón
R <N>	Reactivo y su número / abreviación
	Temperatura Límite
	Estable hasta (ultimo dia del mes)
	Elaborado por
	Riesgo biológico
	Corrosivo
	Tóxico
	Inflamable
	Nocivo / Irritante
	Material reciclable
	No exponer al sol